

Technische Daten

Solo-Toilettenlift	
Abmessungen	Gesamtbreite: 610 mm Breite des Abstands vom Becken: 390 mm Höhe (Minimum): 442 mm Tiefe (von vorn bis hinten): 555 mm
Höheneinstellungen	Beckenhöhe: 380 mm – 430 mm Einstellung der Füße: 65 mm Sockel-Höhenskala: 360 mm Maximallast: 160 kg Personengewicht
Betriebszyklus	Ein kompletter Betrieb pro 5 Minuten Stromeingabe 14,4 V Gleichstrom Nennleistung 10 A max
Gewicht	Toilettenlift: 17 kg Batteriepackung: 1,2 kg Verpackungskasten: 3,0 kg Gesamtgewicht: 33 kg
Max. Belastbarkeit	160 kg
Betrieb und Aufladen: Handsteuerung (Batterie)	Ausgabe (Standard): 14.4 V GS Nennleistung 600 mAh Ausgabe (institutionell): 14.4 V GS Nennleistung 2800 mAh
Betrieb und Aufladen: Batterieladegerät	Eingabe (Standard): 230 V WS 6 VA 50 Hz Ausgabe (Standard): 18 V GS Nennleistung 70 mA Eingabe (institutionell): 220-240 V WS 150 mA 50 Hz Ausgabe (institutionell): 18 V GS Nennleistung 280 mA
Betriebs- und Aufladeteperaturen	Maximal 50°C Minimal 5°C
Feuchtigkeit	Maximal 90% RH Minimal 10% RH
Druck	Maximal 125 kPa (18,4 psi) Minimal 73 kPa (10,7 psi)
Material	ABS, Polypropylen
Farbe	Weiß



Vorteile auf einen Blick:

- Eleganz**
 Der Solo-Toilettenlift passt sich mit seinem Design unauffällig und diskret an wirklich jede erdenkliche Bad-Umgebung an. Er fügt sich nahtlos in jedes Badezimmerinterieur ein – ganz gleich, ob Ihr Baddekor und-Mobiliar klassisch oder ultramodern sind.
- Hygiene**
 Glatte, konturierte und leicht abwaschbare Oberflächen erleichtern die routinemäßige Reinigung des Solo-Toilettenlift.
- Handhabung**
 Der Solo-Toilettenlift ist speziell dazu gedacht, Personen beim Toilettengang zu mobilisieren. Auf Tasten- oder Schalterdruck senkt bzw. hebt der Lifter Personen mit einem Gewicht bis zu 160 kg.
- Sicherheit**
 Die festangebrachten und absolut rutschfesten Standfüße können auch permanent auf den Fußboden montiert werden.
- Garantie**
1 Jahr für die beiden mitgelieferten Akkus.
2 Jahre für den Solo-Toilettenlift.
 (Mit Ausnahme der Batterien)

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

Ihr Partner für Reha- und Pflegehilfsmittel.

SOLO TOILETTENLIFT



HMV
 Jetzt neu mit
 Hilfsmittelnummer:
 33.40.03.1005

SOLO-Toilettenlift – Für alle Standard-Toiletten

Diskretion

Der **Solo-Toilettenlift** wurde speziell dazu entworfen, Patienten auf die Toilette hinabzulassen und hochzuheben. Sein Design passt in jede Badumgebung und stellt auch für die Familienmitglieder keinen Grund zur Verlegenheit dar.

Handhabung

Der Betrieb des **Solo-Toilettenlift** könnte gar nicht einfacher sein. Auf Tasten- oder Schalterdruck wird er Sie sanft auf die Toilette senken bzw. wieder heben. Der **Solo-Toilettenlift** besitzt wiederaufladbare Akkus, die im Bad und in Toilettenumgebungen keine elektrische Gefahrenquelle darstellen. Als Zubehör liefern wir Ihnen auch gerne eine praktische und einfach zu bedienende Kabelfernbedienung.



Der **Solo-Toilettenlift** ist leicht installierbar, in den meisten Fällen müssen Sie lediglich Ihren Toilettensitz entfernen und die Höhe passend einstellen. In einigen Fällen müssen die Standfüße fest am Boden angebracht werden, jedoch ist dies ein einfacher Vorgang.



Daten:

Gesamtbreite mit Armlehnen: 71 cm
Gesamttiefe: 54 cm
Sitzhöhe: 43 – 56 cm (bzw. 49 – 62 cm)

Max. Belastbarkeit: 160 kg

- 52970** SOLO Toilettenlift
- 52976** Handbedienung (separat)
- 52975** Erhöhungen
- 52971** Ersatz-Akku
- 52981** Ladegerät



Eleganz

Im Gegensatz zu anderen Hebevorrichtungen gewährt der **Solo-Toilettenlift**, dass er sich nahtlos in jedes Badezimmer-Interieur einfügt – ganz gleich, ob Ihr Bad- Dekor und-Mobiliar klassisch oder ultramodern sind.

Hygiene

Hygiene wird besonders in Toiletten und Badezimmern groß geschrieben. Das Design des **Solo-Toilettenlift** mit seinen glatten, konturierten und leicht abwaschbaren Oberfläche erleichtern die routinemäßige Reinigung.

Garantie

Für den **Solo-Toilettenlift** wird ab sofort (mit Ausnahme der Batterien) eine zweijährige Garantiezeit gewährt. Auf die beiden mitgelieferten Akkus gewähren wir Ihnen ein Jahr Garantie.

Sicherheit

Die Standfüße des **Solo-Toilettenlifts** besitzen einzigartige, festangebrachte Sockel, die zum Zweck erhöhter Sicherheit mit rutschfesten Unterlagen ausgestattet sind. Auf Wunsch können sie permanent auf den Fußboden montiert werden, ermöglichen jedoch weiterhin, dass der Solo Toilettenlift zwecks Reinigung und Wartung entfernt wird.